

## Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Cd3 Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0011580



### introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado a PE direcionado à cadeia épsilon do CD3 humano (UniProt: P07766). Adequado para detecção de células T e imunofenotipagem baseadas em citometria de fluxo. Este reagente permite a identificação de linfócitos T em vários tipos de amostra. Reatividade de espécie: Humano.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-CD3 Humano Conjugado a PE (mAb) |
| Observações/Apelido        | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                      |
| Espécie                    | Humano                                                            |
| GeneID (Humano)            | 916                                                               |
| GeneID                     | 916                                                               |
| Imunogénio                 | Proteína recombinante do CD3 humano                               |
| Fonte                      | Rato                                                              |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                            |
| Aplicação                  | CF (Citometria de Fluxo)                                          |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                            |
| SWISS                      | P07766                                                            |
| Peso Molecular da Proteína | 23 kDa                                                            |
| Transporte                 | Em saco de gelo                                                   |