

## Anticorpo Monoclonal De Camundongo Pe Anti-Cd42A Humano Para Fc - P14770

Número do item: CM0010870



### introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a PE direcionado ao CD42a humano (GPIX). Para análise de citometria de fluxo (FC) da glicoproteína plaquetária IX, uma subunidade do receptor do fator de von Willebrand GPIb-V-IX. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Camundongo PE anti-CD42a Humano |
| Observações/Apelido | GPIX; CD42a                                             |
| Espécie             | Humano                                                  |
| ID do Gene          | 2815                                                    |
| Imunógeno           | Proteína recombinante do CD42a humano.                  |
| Fonte               | Camundongo                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                  |
| Aplicação           | FC                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                  |
| Acesso SWISS        | P14770                                                  |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                   |
| Transporte          | Saco de gelo                                            |