

Anticorpo Monoclonal Pe De Camundongo Anti-Humano Cd45Ro Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0012215



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PE direcionado a CD45RO humano, uma proteína tirosina fosfatase do tipo receptor envolvida na ativação de células T. Validado para aplicações de citometria de fluxo (CF), reconhece a isoforma humana CD45RO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE mAb de Camundongo anti-Humano CD45RO
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Bolsa de gelo