

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Humano Cd56 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0011175



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE contra CD56 humano (NCAM1), validado para citometria de fluxo (FC). Uma ferramenta confiável para o estudo de células natural killer, adesão neural e mecanismos de entrada viral. - P13591

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rato anti-Humano CD56 mAb
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene	4684
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de CD56 humano
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envio	Saco de gelo