

Anticorpo Monoclonal PE De Rato Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0004433



introdução

Anticorpo monoclonal PE de rato anti-humano CD56/NCAM1 para aplicações de citometria de fluxo. Detecta a molécula de adesão celular neural 1 (NCAM1) de 95 kDa, que está envolvida na adesão neuronal e na entrada viral. Reage cruzadamente com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Rato anti-Humano CD56/NCAM1
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene	4684
Imunógeno	Proteína recombinante de CD56/NCAM humano.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo