

Anticorpo Monoclonal Pe De Rato Anti-Humano Tcr Vδ2 Para Fc - P04234

Número do item: CM0011013



introdução

Otimizado para citometria de fluxo, este anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE contra o TCR Vδ2 humano oferece análise confiável de subconjuntos de células T e alta especificidade para amostras humanas em pesquisa imunológica, sendo ideal para estudos de células T gama/delta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE anti-TCR Vδ2 humano de camundongo mAb
Observações/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1
Espécie	Humano
GeneID	6964
Imunógeno	Proteína recombinante do TCR Vδ2 humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04234
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo