


Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Coelho Igg (Fc) Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P01870

Número do item: CM0006472



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE que visa a região Fc da IgG de coelho. Desenhado para a detecção por citometria de fluxo de imunoglobulinas de coelho em pesquisas imunológicas e ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rato anti-Coelho IgG (Fc) mAb
Espécie	Coelho
Imunogénio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 da IgG de coelho (Fc) (P01870)
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Envio	