

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-4-Hidroxinonenal (4-Hne) Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo

Número do item: CM0000056

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o 4-Hidroxinonenal (4-HNE), um marcador de peroxidação lipídica. Adequado para citometria de fluxo intracelular (FC). Reatividade independente da espécie. Fornecido pela CamelBio para aquisição de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-4-Hidroxinonenal mAb
Observações/Apelido	4-HNE
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes ao 4-Hidroxinonenal.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Envio	Saco de gelo