

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Frango Cd25 Para Fc - Q90Wj4

Número do item: CM0004552

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD25 de frango (receptor alfa da IL-2), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em imunologia aviária, estudos de Treg e investigações de tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Frango CD25
Observações/Alias	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	395294
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-190 do CD25 de frango (NP_989927.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Frango
SWISS	Q90WJ4
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo