

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 De Cão Conjugado Com Pe - Cd19

Número do item: CM0008193

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com PE contra CD19 canino, especificamente validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de células B e monitoramento imunológico em modelos caninos. Otimizado para um desempenho confiável no desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 de cão conjugado com PE
Espécie	Cão
ID do gene (humano)	930
ID do gene	607898
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-299 do CD19 de cão (XP_013969991.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Cão
Envio	Bolsa de gelo