

Pe Coelho Anti-G4S Linker Mab - G4S Linker

Número do item: CM0009696

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao peptídeo ligador G4S. Validado para citometria de fluxo (FC) com reatividade independente de espécie, adequado para a detecção de proteínas marcadas com G4S em pesquisa e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-G4S Linker mAb
Imunogénio	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintetizado derivado do Ligador G4S)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo