

Mab Pe Coelho Anti-Igg De Cabra (Fragmento Fc) - Anticorpo Para Citometria De Fluxo

Número do item: CM0012484

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE específico para o fragmento Fc da IgG de cabra. Desenvolvido para citometria de fluxo, oferece alta especificidade e baixa reatividade cruzada com outras espécies. Ideal para detecção de anticorpos de cabra em imunoensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho Anti-IgG (fragmento Fc) de Cabra
Espécie Alvo	Cabra
Imunógeno	Proteína recombinante do fragmento Fc da IgG de cabra
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Cabra
Envio	Bolsa de gelo