


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano C5Ar1/Cd88 Para Fc - P21730

Número do item: CM0009376



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE de alta qualidade direcionado a C5AR1/CD88 humano. Especificado para citometria de fluxo (FC). Para pesquisa de inflamação, quimiotaxia e sinalização de GPCR. Fornecimento de matéria-prima para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano C5AR1/CD88
Observações/Apelido	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	728
GeneID	728
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do C5AR1/CD88 humano (NP_001727.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21730
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo