


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Calreticulina Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo Intracelular - P27797

Número do item: CM0008827



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano Calreticulina conjugado a PE para citometria de fluxo intracelular (FC). Tem como alvo a chaperona do RE CALR (P27797), envolvida no dobramento de proteínas, na ligação ao cálcio e no controle de qualidade. Reage com proteínas humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano Calreticulina conjugado a PE
Observações/Apelido	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	811
GeneID	811
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-417 da Calreticulina humana (NP_004334.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P27797
Peso da proteína	48 kDa
Transporte	Bolsa de gelo