

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Casr Humano Conjugado Com Pe Para Fc - P41180

Número do item: CM0008695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado ao CaSR humano (receptor sensor de cálcio extracelular; SWISS: P41180, ~121 kDa). Validado para citometria de fluxo; fornecido como matéria-prima IVD para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CaSR humano conjugado com PE
Observações/Apelidos	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 211-310 do CaSR humano (NP_000379.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso da proteína	121 kDa
Envio	Bolsa de gelo