


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd100/Sema4D Humano Para Citometria De Fluxo - Q92854

Número do item: CM0010400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD100/SEMA4D humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece a Semaforina-4D humana, um receptor de superfície celular envolvido na sinalização imune e neuronal. Ideal para pesquisas em imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho PE anti-CD100/SEMA4D humano
Observações/Apelidos	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10507
GeneID	10507
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-734 da Semaforina-4D/CD100 humana, NP_006369.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso da proteína	82 kDa/96 kDa
Envio	Bolsa de gelo