


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd117/C-Kit Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P10721

Número do item: CM0010377



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD117/c-Kit humano, validado para citometria de fluxo. Permite a detecção do recetor de FCE em pesquisas sobre hematopoiese, mastócitos e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD117/c-Kit mAb
Observações/Pseudônimo	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humano
GeneID	3815
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-520 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo