

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd11A Humano Para Fc - P20701

Número do item: CM0009568



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD11a humano (ITGAL, LFA-1) para citometria de fluxo (FC). Validado para amostras humanas, com pesos moleculares de 118-134 kDa. Suporta pesquisa de adesão de células imunes e tráfego de leucócitos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo monoclonal de Coelho PE anti-CD11a Humano                                                                        |
| Observações/Apêndice | CD11A; LFA-1; LFA1A                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 3683                                                                                                                       |
| GeneID               | 3683                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação            | FC                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                     |
| SWISS                | P20701                                                                                                                     |
| Peso Proteico        | 118kDa / 129kDa / 134kDa                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |