


Pe Coelho Anti-Humano Cd123 Mab - P26951

Número do item: CM0004072



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD123 humano (receptor alfa de IL-3). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo detecta CD123 nativo em células hematopoiéticas, apoiando a imunofenotipagem e a pesquisa diagnóstica de leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD123 mAb
Observações/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3563
GeneID	3563
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-378 do CD123 humano (NP_002174.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo