

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd124/IL-4R α Para Citometria De Fluxo - P24394

Número do item: CM0006254



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE reconhece o CD124 Humano (IL-4R α) e é validado para citometria de fluxo. É adequado para estudos sobre diferenciação Th2, produção de IgE e respostas inflamatórias alérgicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD124/IL-4R α mAb
Observações/Apelido	CD124; IL4RA; IL-4RA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3566
GeneID	3566
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-232 do CD124/IL-4R α humano (NP_000409.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso da Proteína	26kDa/88kDa/90kDa
Envio	Saco de gelo