

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd131/Csf2Rb Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P32927

Número do item: CM0007803



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD131 (CSF2RB) humano conjugado com PE, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a subunidade beta comum dos receptores de IL-3/IL-5/GM-CSF. Adequado para pesquisas com células hematopoiéticas e imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD131 humano conjugado com PE
Observações/Apelidos	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1439
ID do gene	1439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-443 do CD131 humano (NP_000386.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32927
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo