

Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Cd13/Anpep Para Fc - P15144

Número do item: CM0005006



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD13/ANPEP humano (aminopeptidase N). Validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em imunologia, oncologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE Anti-Humano CD13/ANPEP
Observações/Apêndice	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	290
ID do Gene	290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envio	Em saco de gelo