

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd140B/Pdgfrβ Para Citometria De Fluxo - P09619

Número do item: CM0010135



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE tem como alvo o CD140b/PDGFRβ (PDGFRB) humano e é validado para citometria de fluxo direta. É adequado para o estudo da sinalização de receptores em angiogênese, biologia do câncer e desenvolvimento vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD140b/PDGFRβ
Observações/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 33-530 do CD140b/PDGFRB humano (NP_002600.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09619
Peso da Proteína	37kDa/123kDa
Transporte	Bolsa de gelo