


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti- Cd141/Trombomodulina Humana Mab - P07204

Número do item: CM0010804



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à CD141/Trombomodulina humana, validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 19-515). Adequado para estudos de perfil de células endoteliais, coagulação e células dendríticas (BDCA-3).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho PE anti-CD141/Trombomodulina Humana mAb
Observações/Apelido	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de gelo