


## Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Cd146 Humano Para Fc - P43121

Número do item: CM0009402



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD146 humano (MCAM/MUC18). Projetado para citometria de fluxo, reage com amostras humanas. Ideal para estudar adesão celular, biologia endotelial e metástase de melanoma.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho PE anti-CD146 Humano                                                                                                |
| Observações/Apelido | MCAM; CD146; MUC18; glicoproteína de superfície celular MUC18                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 4162                                                                                                                                            |
| GeneID              | 4162                                                                                                                                            |
| Imunogênio          | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-559 do CD146 humano (NP_006491.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                          |
| SWISS               | P43121                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 57kDa/71kDa                                                                                                                                     |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                                 |