

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd152/Ctla-4 Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo Intracelular - P16410

Número do item: CM0005271



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra o CD152/CTLA-4 humano, um receptor inibitório de células T. Projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC) intracelular. Reage especificamente com o CD152/CTLA-4 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD152/CTLA-4 PE
Observações/Apêndice	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-162 do CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16410
Peso Proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Transporte	Saco de gelo