

Pe Coelho Anti-Humano Cd153 Mab - P32971

Número do item: CM0005932

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD153 humano (ligante do CD30), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de proliferação de células T e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD153 mAb
Observações/Apelido	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	944
GeneID	944
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-234 do CD153 humano (NP_001235.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo