


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd156C/Adam10 Humano Para Citometria De Fluxo - O14672

Número do item: CM0011676



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao ADAM10 humano (CD156c), validado para citometria de fluxo. O ADAM10 é uma metaloprotease transmembrana envolvida no ectodomínio de proteínas como TNF, APP e Notch, com funções na inflamação, neurodegeneração e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-CD156c/ADAM10 Humano
Observações/Apêndice	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	102
GeneID	102
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 214-672 do ADAM10 humano (NP_001101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14672
Peso Proteico	84kDa
Transporte	Em saco de gelo