

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd158A/Kir2DL1 Para Citometria De Fluxo - P43626

Número do item: CM0009690



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD158a/KIR2DL1 humano (receptor inibitório de células NK). Validado para citometria de fluxo (FC), reage cruzadamente com humano. Adequado para pesquisa de imunologia de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD158a/KIR2DL1 mAb
Observações/Apelido	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3802
ID do Gene	3802
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo