

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd161 Para Citometria De Fluxo - Q12918

Número do item: CM0010731



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD161 humano (KLRB1/NKR-P1A) para citometria de fluxo. Reage com humano. Útil para estudar a função do receptor inibitório de células NK e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD161
Observações/Apelido	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A
Espécie	Humano
ID do Gene	3820
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo