


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd163 Humano Conjugado A Pe Para Fc - Q86Vb7

Número do item: CM0009156



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra o CD163 humano (M130, receptor eliminador de hemoglobina) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, este anticorpo é ideal para estudos de macrófagos e monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD163 Humano conjugado a PE
Observações/Apelido	M130; MM130; SCAR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9332
GeneID	9332
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-1045 do IL-10RA/CD210 humano (NP_004235.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso Molecular da Proteína	125 kDa
Envio	Em saco de gelo