


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometria De Fluxo - Q13740

Número do item: CM0008174



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE que reconhece especificamente o CD166/ALCAM humano (SWISS: Q13740). Desenvolvido para citometria de fluxo, suporta estudos sobre adesão celular, formação de sinapse imune, homing de células-tronco e metástase tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Humano CD166/ALCAM
Observações/Apelido	MEMD; CD166
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 do CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envio	Em saco de gelo