

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd167A/Ddr1 Para Fc - Q08345

Número do item: CM0010222



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD167a/DDR1 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Receptor 1 do domínio de discoidina epitelial, uma tirosina quinase ativada por colágeno, implicado na invasão de células cancerosas e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD167a/DDR1 mAb
Observações/Apelidos	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	780
GeneID	780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-416 do CD167a/DDR1 humano (NP_054699.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08345
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Bolsa de gelo