


## Mab Pe Coelho Anti-Humano Cd170/Siglec-5 - O15389

Número do item: CM0011982



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD170/Siglec-5 humano, uma lectina ligante de ácido siálico expressa em células mieloides. Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                    |
|---------------------|------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb PE coelho anti-Humano CD170/Siglec-5 |
| Observações/Apelido | CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5   |
| Espécie             | Humano                                   |
| GeneID (Humano)     | 8778                                     |
| GeneID              | 8778                                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                    |
| Origem              | Coelho                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                   |
| Aplicação           | FC                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                   |
| SWISS               | O15389                                   |
| Peso da Proteína    | 61kDa                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                            |