


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd172A/Sirpα Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P78324

Número do item: CM0011184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD172a/SIRPα humano (P78324), validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo de fagocitose, regulação imune e mecanismos de sinalização sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD172a/SIRPα mAb
Observações/Apelido	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140885
GeneID	140885
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-370 do CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55 kDa
Envio	Saco de gelo