

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd177 Humano Conjugado A Pe Para Fc - Q8N6Q3

Número do item: CM0005371

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD177 humano (NB1/PRV-1) para citometria de fluxo. Projetado para detectar CD177 em subconjuntos de neutrófilos; reage de forma cruzada com humano. Adequado para imunofenotipagem e aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD177 Humano Conjugado a PE
Observações/Apelido	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57126
GeneID	57126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Molecular da Proteína	15kDa/27kDa/46kDa
Transporte	Em saco de gelo