

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd185/Cxcr5 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P32302

Número do item: CM0008972

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra o CD185/CXCR5 (BLR1) humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor quimiotático de células B envolvido na migração de células B e no linfoma de Burkitt. Swiss-Prot: P32302.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD185/CXCR5 Conjugado com PE
Observações/Apelido	BLR1; CD185; MDR15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	643
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47aa do CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso Proteico	36kDa/42kDa
Envio	Saco de gelo