

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd196/Ccr6 Conjugado A Pe - P51684

Número do item: CM0008241



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CCR6/CD196 humano. Verificado para citometria de fluxo. Tem como alvo um GPCR crucial para a quimiotaxia de células dendríticas, células T e B, e para a imunidade da mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD196/CCR6 conjugado a PE
Observações/Apelido	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1235
GeneID	1235
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo