


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd197/Ccr7 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P32248

Número do item: CM0012539



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD197/CCR7 humano conjugado com PE (BLR2, EBI1) para citometria de fluxo. Adequado para o estudo do tráfego e homing de linfócitos, bem como da expressão do receptor induzida pelo vírus Epstein-Barr. UniProt P32248.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD197/CCR7 humano conjugado com PE
Observações/alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1236
GeneID	1236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-59 do CD197/CCR7 humano (NP_001829.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32248
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo