


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd1B Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P29016

Número do item: CM0012083



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD1b humano (SWISS: P29016), validado para citometria de fluxo, ideal para estudos sobre apresentação de antígenos lipídicos e imunidade de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD1B mAb
Observações/Apelido	R1; CD1; CD1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	910
GeneID	910
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-303 do CD1B humano (NP_001755755.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso da Proteína	37kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo