

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd1C Para Citometria De Fluxo - P29017

Número do item: CM0008126



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD1c humano (R7, BDCA1), uma molécula apresentadora de antígenos lipídicos. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo de 38 kDa é ideal para estudos de imunidade adaptativa e apresentação de glicolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD1c
Observações/Apelido	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	911
GeneID	911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 do CD1c humano (NP_001756.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo