

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd2 Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P06729

Número do item: CM0011736



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado especificamente contra CD2 humano (T11, LFA-2, SRBC) para citometria de fluxo. Ideal para a identificação de células T e células NK em pesquisas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD2 humano conjugado a PE
Observações/Apelidos	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	914
GeneID	914
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo