


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd200R Humano Para Citometria De Fluxo - Q8Td46

Número do item: CM0008739



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra o CD200R humano (receptor OX2) validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem e exploração de vias de checkpoint imune em pesquisa de inflamação e oncologia. Peso molecular: 37 kDa; reatividade de espécie: humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho PE anti-CD200R Humano
Observações/Apelido	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-240 do CD200R humano (NP_740750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de Gelo