


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd205/Dec-205 Conjugado A Pe Para Fc - O60449

Número do item: CM0010928



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD205/DEC-205 humano (LY75) para citometria de fluxo. Detecta o receptor endocítico em células dendríticas e células B. Alta especificidade, validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Humano CD205/DEC-205 PE                                                                                            |
| Observações/Apelido | CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 4065                                                                                                                               |
| GeneID              | 4065                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-501 do CD205/DEC-205 humano (NP_002340.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | O60449                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 198kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                       |