

## Pe Coelho Anti-Humano Cd207/Langerin Mab Para Fc - Q9Uj71

Número do item: CM0005359



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD207/Langerin humano para citometria de fluxo. Específico para humano, ideal para estudar a biologia das células de Langerhans e os mecanismos de apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PE Coelho anti-Humano CD207/Langerin mAb                                                                                            |
| Observações/Apelido | CLEC4K                                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID              | 50489                                                                                                                               |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-328 da Langerina/CD207 humana (NP_056532.4) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9UJ71                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 37kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                        |