


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd213A1/IL-13R α 1 Para Citometria De Fluxo - P78552

Número do item: CM0009987



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD213a1/IL-13R α 1 (CT19) humano para citometria de fluxo. Reage com amostras humanas. 49 kDa. Ideal para estudar a sinalização da interleucina-13 em células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD213a1/IL-13R α 1
Observações/Alíase	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3597
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 da proteína humana CD213a1/IL-13R α 1 (NP_001551.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Proteico	49kDa
Envio	Bolsa de gelo