

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd220 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P06213

Número do item: CM0008234



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD220 humano (receptor de insulina) para citometria de fluxo. Reconhece o CD220 humano com peso molecular de 156 kDa. Validado para uso em pesquisa por FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD220 humano conjugado com PE
Observações/Apelido	HHF5; CD220
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3643
GeneID	3643
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-944 do CD220 humano (NP_000199.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06213
Peso da Proteína	156 kDa
Envio	Bolsa de gelo