

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Cd221A/Igf-1Rα Mab - P08069

Número do item: CM0011157



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD221/IGF-1R conjugado com PE, validado para citometria de fluxo. Adequado para detectar a expressão de IGF-1R em células humanas, apoiando pesquisas em câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho PE anti-Humano CD221α/IGF-1Rα mAb
Observações/Apêndice	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3480
GeneID	3480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-932 do CD221α/IGF-1Rα humano (NP_000866.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Transporte	Em saco de gelo