


Pe Coelho Anti-Humano Cd226/Dnam-1 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q15762

Número do item: CM0009341



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD226 (DNAM-1) conjugado com PE para citometria de fluxo. Este anticorpo visa o CD226, um receptor coestimulador em células T e NK que aumenta a citotoxicidade contra tumores e células infectadas após a ligação com PVR/CD155 e Nectin2/CD112. Ideal para perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD226/DNAM-1 mAb
Observações/Apelido	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-247 do CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo