


Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd23 Para Fc - P06734

Número do item: CM0010129



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD23 humano (FcεRII) para citometria de fluxo. Detecta o receptor de baixa afinidade para IgE envolvido na regulação de células B, com reatividade cruzada para humanos e peso molecular de 36 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD23 mAb
Observações/Apelido	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2208
ID do Gene	2208
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-321 do CD23 humano (NP_001993.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06734
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo